

KERN 337-01

KERN

Peso singolo, classe OIML F2, 1 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-431

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	6×6×6 mm
Peso netto	0,001 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-030-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-010-600
Caso - Legno Numero di articolo	337-010-200

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	337

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	no
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	0,125
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0016
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - valore nominale	1 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F2
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,3 mg

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	6×6 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-431
---	---------