

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 337-02

Peso individual, Classe OIML F2, 2 g, Botão, aço inox virado fino

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO

- Para este peso, recomendamos vivamente uma caixa devido à classe de peso muito exacta. Encontrará uma seleção na secção de acessórios

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
315-242	Pinça 315-242 (poliamida 100 mm)
315-243	Pinça 315-243 (aço inox 105 mm)
315-250	Pinça 315-250 (aço inox 150 mm)
317-020-600	Caixa de peso em alumínio 317-020-600 (para valores nominais 2 g para classes E1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)
337-020-200	Caixa de peso de madeira 337-020-200 (para valores nominais 2 g para classes F2 + M1 para forma de construção Botão/compacto)
347-030-400	Caixa plástica de peso 347-030-400 (para valores nominais 1 g - 5 g para classes F1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-350	Marcação por gravura a laser (marcação individual) KERN 920-350
920-351	Marcação dos pesos de ensaio (último dígito do número de série) KERN 920-351
921-432	Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-432
962-432	Certificado de calibração DAKKS 962-432
962-432R	Recalibração DAKKS 962-432R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis