

KERN 337-02

KERN

Peso individual, Classe OIML F2, 2 g, Botão, aço inox virado fino (OIML)



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-432

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	6×6×11 mm
Peso líquido	0,002 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-030-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-020-600
Estojo - madeira Número do artigo	337-020-200

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	337

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	no
Peso de teste - volume (cm ³)	0,25
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0031
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2000
Peso de teste - valor nominal	2 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	F2
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,4 mg

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	6×11 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-432
--	---------