

KERN 337-040-200

Estojo de madeira para pesos individuais (Botão/compacto, 10 g)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F2 + M1
Estojo adequado para valores de peso nominal	10 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	60×60×45 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	10 g
Estojo - Maior peso possível	10 g

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	60×60×45 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envio	0,12 kg

Pictogramas

STANDARD

