

Productbrochure

07.08.2026

KERN 337-05

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 20 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-242	Pincet 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincet 315-243 (edelstaal 105 mm)
315-250	Pincet 315-250 (edelstaal 150 mm)
317-050-600	Aluminium gewichtsetui 317-050-600 (voor nominale waarden 20 g voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
337-050-200	Houten gewichtsetui 337-050-200 (voor nominale waarden 20 g voor klassen F2 + M1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
347-050-400	Plastic gewichtsetui 347-050-400 (voor nominale waarden 10 g - 20 g voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
921-435	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-435
962-435	DAkS Kalibratiecertificaat 962-435
962-435R	DAkS-rekalibratie 962-435R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen