

# KERN 337-05

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 20 g, Knopf, Edelstahl feingedreht



## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×23 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-050-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-050-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-050-200

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	2,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0313
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	4800
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	24000
Prüfgewicht - Nennwert	20 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,8 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	13×23,5 mm
Material	Edelstahl feingedreht

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-435
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-435