

Brochure del prodotto

07.08.2026

# KERN 337-060-200

Cofanetto in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 50 g)

ITALIANO



## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

 +49 7433 9933-0  
 [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

CARATTERISTICHE

- Adatta per pesi individuali KERN 337, 347, 357, 367

PITTOGRAMMI

Di serie



SERVIZI

| Modello | Descrizione                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 920-350 | Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350 |

## Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno