

KERN 337-07

KERN

Peso singolo, classe OIML F2, 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-437
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-437

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	337

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	100 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	12,5
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,1563
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	1,6 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	6400
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	10700
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	22×39 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	22×22×39 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi