

KERN 337-080-200

KERN

Cofanetto in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 200 g)



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	F2 + M1
Caso adatto ai valori di peso nominale	200 g
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Dimensioni (L×P×A)	60×60×66 mm
Materiale	faggio
Valigia - Peso minimo possibile	200 g
Caso - Peso massimo possibile	200 g

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	60×60×66 mm
Peso netto	0,19 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,19 kg