

KERN 337-090-200

KERN

Estuche de madera para pesas individuales (Botón/compacto, 500 g)



Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Maletas & Estuches |
| Grupo de producto | Estuche de madera |

Sistema de medición

| | |
|--|----------------|
| Caso adecuado para las clases OIML | F2 + M1 |
| Caso adecuado para valores de peso nominal | 500 g |
| Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |

Diseño

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Dimensiones (A×P×A) | 60×60×91 mm |
| Material | haya |
| Caso - el peso más pequeño posible | 500 g |
| Caso - El mayor peso posible | 500 g |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 60×60×91 mm |
| Peso neto | 0,31 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,35 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,35 kg |
| Peso de envío | 0,31 kg |