

Productbrochure

07.08.2026

KERN 337-13

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 5 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
317-130-600	Aluminium gewichtsetui 317-130-600 (voor nominale waarden 5 kg voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-280	Handschoenen 317-280 (katoen, 1 paar)
317-290	Handschoenen 317-290 (leder, katoen, 1 paar)
337-130-200	Houten gewichtsetui 337-130-200 (voor nominale waarden 5 kg voor klassen F2 + M1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
347-130-400	Plastic gewichtsetui 347-130-400 (voor nominale waarden 5 kg voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
921-443	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-443
962-443	DAkS Kalibratiecertificaat 962-443
962-443R	DAkS-rekalibratie 962-443R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen