

# KERN 337-141

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 10 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

## Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	1250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	15,625
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700
Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	160 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Kontrollgewicht
Abmessungen (Ø×H)	136×132 mm
Material	Edelstahl feingedreht

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-444
Artikelnummer für garantierte Plus- Abweichung	921-444

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	136×136×132 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - Aluminium Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - Holz Artikelnummer	337-141-200

## Piktogramme

### STANDARD

