

KERN 337-15

KERN

Poids individuel, Classe OIML F2, 20 kg, Bouton, inox finement tourné



Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	337

Système de mesure	
Poids de contrôle - valeur nominale	20 kg
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	31,25
Poids de contrôle OIML classe	F2
Évaluation de la conformité possible	no
Poids de contrôle - volume (cm ³)	2500
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	300 mg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	6400
Poids de contrôle - Densité [Max] (OIML)	10700
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7950
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	140

Forme de construction	
Forme poids	Bouton
Dimensions (Ø×H)	128×230 mm
Matériau	inox finement tourné
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - Plomb

Services	
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-445
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-445

Emballage & expédition	
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	128×128×230 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	20 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d'expédition	20 kg

Étuis optionnels	
Étui - Référence aluminium	317-150-600
Étui - bois Numéro d'article	337-150-200

Informations sur le produit	
GTIN/Numéro EAN	4045761006607
Numéro de marchandise	84239090
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

