

# KERN 337-150-200

**KERN**

Estojo de madeira para pesos individuais (Botão/compacto, 20 kg)



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

### Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F2 + M1
Estojo adequado para valores de peso nominal	20 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

### Desenho

Dimensões (L×P×A)	185×185×300 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	20 kg
Estojo - Maior peso possível	20 kg

### Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	185×185×300 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	5,2 kg