

Brochure produit

07.08.2026

KERN 337-151

Poids individuel, Classe OIML F2, 20 kg, Poids de contrôle, inox finement tourné

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Pour ce poids, nous recommandons absolument un étui en raison de la classe de poids très précise. Vous en trouverez une sélection dans la section accessoires

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-280	Gants 317-280 (coton, 1 paire)
317-290	Gants 317-290 (cuir, coton, 1 paire)
337-151-200	Étui de poids en bois 337-151-200 (pour les valeurs nominales 20 kg pour les classes F2 + M1 pour la forme de poids Contrôler le poids)

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
921-445	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-445
962-445	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-445
962-445R	Réétalonnage DAkkS 962-445R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables