

Brochure produit

07.08.2026

KERN 337-16

Poids individuel, Classe OIML F2, 50 kg, Bouton, inox finement tourné

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Pour ce poids, nous recommandons absolument un étui en raison de la classe de poids très précise. Vous en trouverez une sélection dans la section accessoires

PICTOGRAMMES

De série



Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-160-600	Étui de poid en aluminium 317-160-600 (pour les valeurs nominales 50 kg pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-290	Gants 317-290 (cuir, coton, 1 paire)
337-160-200	Étui de poids en bois 337-160-200 (pour les valeurs nominales 50 kg pour les classes F2 + M1 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
921-446	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-446
962-446	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-446
962-446R	Réétalonnage DAkkS 962-446R

Aperçu des pictogrammes KERN



Expédition de palettes : le délai de préparation interne du produit est de deux jours



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables