

# KERN 337-16

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 50 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht



## Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	178×178×298 mm
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	50 kg
Bruttogewicht ca.	50 kg
Versandgewicht	50 kg

## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	317-160-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-160-200

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	6250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	78,125
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6400
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700
Prüfgewicht - Nennwert	50 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	800 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	178×298 mm
Material	Edelstahl feingedreht

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-446
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-446