

KERN 337-16

KERN

Peso individual, Classe OIML F2, 50 kg, Botão, aço inox virado fino



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-446

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	178×178×298 mm
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	50 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envio	50 kg

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo	317-160-600
Estojo - madeira Número do artigo	337-160-200

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	337

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	no
Peso de teste - volume (cm ³)	6250
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	78,125
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	6400
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	10700
Peso de teste - valor nominal	50 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	F2
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	800 mg

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	178×298 mm
Material	aço inox virado fino

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-446
--	---------