

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 337-160-200

Cofanetto in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 50 kg)

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Adatta per pesi individuali KERN 337, 347, 357, 367

PITTOGRAMMI

Di serie



ACCESSORI

Modello	Descrizione
970-102	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-102

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno