

# KERN 337-160-200

**KERN**

Étui en bois pour poids individuels (Bouton/compact, 50 kg)



## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

## Système de mesure

Étui adapté aux valeurs nominales de poids	50 kg
Étui adapté aux classes OIML	F2 + M1
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

## Forme de construction

Matériau	hêtre
Étui - Plus petit poids possible	50 kg
Étui - Poids le plus élevé possible	50 kg

## Emballage & expédition

Délais de livraison	16 d
Dimensions emballage (L×P×H)	10×10×10 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	8 kg
Poids d'expédition	7,2 kg

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761006645
Numéro de marchandise	84239090
Classification REACH	pas de substances interdites