

# KERN 337-161

**KERN**

Peso individual, Classe OIML F2, 50 kg, Peso de controlo, aço inox virado fino

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	337

## Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	6250
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	78,125
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	140
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	10700
Peso de teste - valor nominal	50 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	F2
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	800 mg

## Desenho

Forma de construção peso	Peso de controlo
Dimensões (Ø×A)	198×249,5 mm
Material	aço inox virado fino

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-446
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-446

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	198×198×249 mm
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	50 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envio	50 kg

## Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	nicht verfügbar
Estojo - alumínio Número do artigo	nicht verfügbar
Estojo - madeira Número do artigo	337-161-200