

KERN 338-090-200

KERN

Estojo de madeira para pesos individuais (Botão/compacto, 1 mg - 500 mg (einzeln))



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M2
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 500 mg (einzeln)
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	60×60×35 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	500 mg

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	60×60×35 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envio	0,13 kg