

KERN 338-22

KERN

Kit di pesi di milligrammi, F2, 1 mg - 500 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di plastica



Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-450

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	338

Sistema di misura

OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F2
Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 500 mg

Design

Struttura peso	Piastrina
Dimensioni (L×P×A)	136×53×22 mm
Numero di pesi	13
Astuccio del set di pesi	in valigetta di plastica
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	130×60×22 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-450
--	---------