

KERN 338-22

KERN

Milligramgewichtenset, F2, 1 mg - 500 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst, in plastic geval



Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer 328-222-420

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	338

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 500 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	136×53×22 mm
Bouwvorm gewicht	Plaatje
Materiaal	roestvrij staal gepolijst
Aantal gewichten	13
Etui van gewichtenset	in plastic geval

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-450
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-450

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	130×60×22 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg