

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 338-226

Kit di pesi di milligrammi, F2, 1 mg - 500 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
315-247	Pinzette 315-247 (acciaio inossidabile, plastica 136 mm)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-701	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-701
921-450	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-450
962-450	Certificato di calibrazione DAkkS 962-450
962-450R	Ricalibrazione DAkkS 962-450R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi