

# KERN 338-226

# KERN

Jeu de poids milligrammes, F2, 1 mg - 500 mg, Plaquette, inox poli, dans un boîtier en aluminium

## Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 313-010-600

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	338

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 500 mg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F2

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	165×158×37 mm
Forme poids	Plaquette
Matériau	inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-450
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-450

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	165×158×37 mm
Poids net	0,31 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,35 kg
Poids brut env.	0,40 kg
Poids d'expédition	0,39 kg