

# KERN 338-226

**KERN**

Kit di pesi di milligrammi, F2, 1 mg - 500 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio

## Casi facoltativi

Caso - Alluminio Codice articolo 313-010-600

## Pittogrammi

## STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	338

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 500 mg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F2

## Design

Dimensioni (L×P×A)	165×158×37 mm
Struttura peso	Piastrina
Materiale	acciaio inossidabile lucidato
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-450
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-450

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	165×158×37 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,35 kg
Peso lordo ca.	0,40 kg
Peso di spedizione	0,39 kg