

Productbrochure

07.08.2026

KERN 343-024

Gewichtenset, M1, 1 mg - 50 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een kunststof koffer


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-052-400	Kunststof koffer 313-052-400 (voor nominale waarden bis 500 g voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-702	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-702
962-601	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-601
962-601R	DAkKS-rekalibratie 962-601R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen