

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 343-026

Juego de pesas, M1, 1 mg - 50 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de aluminio

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar	Opción

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-020-600	Estuche para pesa de aluminio 313-020-600 (para valores nominales 1 mg - 50 g para clases E1 - M1 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-702	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-702
962-601	Certificado de calibración DAkkS 962-601
962-601R	Recalibración DAkkS 962-601R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables