

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 343-026

Kit di pesi, M1, 1 mg - 50 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in valigetta di alluminio


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-020-600	Astuccio per peso in alluminio 313-020-600 (per valori nominali 1 mg - 50 g per classi E1 - M1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-702	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-702
962-601	Certificato di calibrazione DAKKS 962-601
962-601R	Ricalibrazione DAKKS 962-601R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi