

# KERN 343-03

# KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 100 g, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira



## Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 353-430-200

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 4045761007482  
Número de mercadoria 84239090  
Classificação REACH sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca KERN  
Categoria de produto Conjunto de pesos  
Grupo de produto OIML M1  
Família de produto 343

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal 1 mg - 100 g  
Peso de teste OIML classe M1  
OIML-conforme ✓

## Desenho

Dimensões (L×P×A) 151×91×49 mm  
Forma de construção peso Botão  
Material aço inox virado fino  
Número de pesos 21  
Estojo do conjunto de pesos numa caixa de madeira

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 962-602

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d  
Dimensões da embalagem (L×P×A) 151×91×49 mm  
Método de envio Serviço de encomendas  
Peso líquido aprox. 0,65 kg  
Peso bruto aprox. 0,65 kg  
Peso de envio 0,63 kg