

Folleto del producto

07.08.2026

# KERN 343-034

Juego de pesas, M1, 1 mg - 100 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de plástico

ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-052-400 | Estuche de plástico 313-052-400 (para valores nominales bis 500 g   para clases E1 - M3   para forma constructiva Botón/compacto) |

SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 920-703  | Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-703 |
| 962-602  | Certificado de calibración DAkkS 962-602                   |
| 962-602R | Recalibración DAkkS 962-602R                               |

## Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables