

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 343-034

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 100 g, Botão, aço inox virado fino, num estojo plástico


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-052-400	Maleta em plástico 313-052-400 (para valores nominais bis 500 g para classes E1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-703	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-703
962-602	Certificado de calibração DAKKS 962-602
962-602R	Recalibração DAKKS 962-602R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis