

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 343-036

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui


DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



MERKMALE

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

PIKTOGRAMME

Standard

Option

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
313-030-600	Aluminium-Gewichtsetui 313-030-600 (für Nennwerte 1 mg - 100 g für Klassen E1 - M1 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-703	Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-703
962-602	DAkkS-Kalibrierschein 962-602
962-602R	DAkkS-Rekalibrierung 962-602R

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage