

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 343-036

Kit di pesi, M1, 1 mg - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in valigetta di alluminio


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-030-600	Astuccio per peso in alluminio 313-030-600 (per valori nominali 1 mg - 100 g per classi E1 - M1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-703	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-703
962-602	Certificato di calibrazione DAKKS 962-602
962-602R	Ricalibrazione DAKKS 962-602R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi