

KERN 343-036

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 100 g, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio



Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 313-030-600

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	343

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 100 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×125×75 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-602
Número do artigo para calibração DAkkS	962-602

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×125×75 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envio	0,9 kg