

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 343-04

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 200 g, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
353-420-210	Caixa de peso de madeira 353-420-210

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-704	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-704
962-603	Certificado de calibração DAkkS 962-603
962-603R	Recalibração DAkkS 962-603R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis