

Brochura do produto

07.08.2026

# KERN 343-044

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 200 g, Botão, aço inox virado fino, num estojo plástico

PORTUGUÊS



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

## PICTOGRAMAS

De série

Opção



## ACESSÓRIOS

| Modelo      | Descrição                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-052-400 | Maleta em plástico 313-052-400 (para valores nominais bis 500 g   para classes E1 - M3   para forma de construção Botão/compacto) |

## SERVIÇOS

| Modelo   | Descrição                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 920-704  | Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-704 |
| 962-603  | Certificado de calibração DAkkS 962-603                    |
| 962-603R | Recalibração DAkkS 962-603R                                |

## Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis