

KERN 343-046

KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg - 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 313-040-600

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	343

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 200 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	190×130×80 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-603
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-603

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×130×80 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg