

# KERN 343-046

**KERN**

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 200 g, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio



## Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 313-040-600

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	343

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 200 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	190×130×80 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-603
Número do artigo para calibração DAkkS	962-603

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	190×130×80 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,95 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,1 kg