


07.08.2026

Gewichtenset, M1, 1 mg - 500 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist

A wooden box containing a set of stainless steel weights and a wooden beam balance. The box is open, showing the interior compartments for the weights and the balance itself. A small label is visible on the bottom right of the box.

 +49 7433 9933-0
 info@kern-sohn.com
 www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
353-420-210	Houten gewichtsetui 353-420-210

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-705	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-705
962-604	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-604
962-604R	DAkKS-rekalibratie 962-604R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen