

KERN 343-05

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 500 g, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira



Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 353-450-200

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 4045761007529

Número de mercadoria 84239090

Classificação REACH sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	343

Sistema de medição

Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 g
OIML-conforme	✓

Desenho

Dimensões (L×P×A)	168×98×78 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Número de pesos	24
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira

Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-604
----------------------------------------	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	168×98×78 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	1,8 kg
Peso de envio	1,76 kg