

# KERN 343-056

# KERN

Jeu de poids, M1, 1 mg - 500 g, Bouton, inox finement tourné, dans un boîtier en aluminium



## Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 313-050-600

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	343

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 500 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	M1

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	210×140×98 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox finement tourné
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-604
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-604

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,8 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	2 kg