

KERN 343-056

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 500 g, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio



Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761224612
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	343

Sistema de medição

Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 g
OIML-conforme	✓

Desenho

Dimensões (L×P×A)	210×140×98 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-604
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	210×140×98 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	2 kg

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo	313-050-600
------------------------------------	-------------