

Productbrochure

07.08.2026

# KERN 343-06

Gewichtenset, M1, 1 mg - 1 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



**KENMERKEN**

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

**PICTOGRAMMEN**

Standaard

Optie



**DIENSTEN**

| Model    | Beschrijving                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 920-706  | Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-706 |
| 962-605  | DAkKS Kalibratiecertificaat 962-605                          |
| 962-605R | DAkKS-rekalibratie 962-605R                                  |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen