

KERN 343-06

KERN

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui



Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 353-460-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	343

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	230×180×112 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht
Anzahl Gewichte	25
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-605
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-605

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×112 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Versandgewicht	4,21 kg