

KERN 343-06

KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg - 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in een houten kist



Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 353-460-200

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	343

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 1 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	230×180×112 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Aantal gewichten	25
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-605
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-605

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	230×180×112 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	4,21 kg