

KERN 343-06

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 1 kg, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira



Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 353-460-200

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	343

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 1 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Dimensões (L×P×A)	230×180×112 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Número de pesos	25
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-605
Número do artigo para calibração DAkkS	962-605

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×180×112 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	4,4 kg
Peso bruto aprox.	4,4 kg
Peso de envio	4,21 kg