

# KERN 343-06

**KERN**

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 1 kg, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira



## Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 353-460-200

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 4045761007543  
Número de mercadoria 84239090  
Classificação REACH sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca KERN  
Categoria de produto Conjunto de pesos  
Grupo de produto OIML M1  
Família de produto 343

## Sistema de medição

Peso de teste OIML classe M1  
Peso de teste - valor nominal 1 mg - 1 kg  
OIML-conforme ✓

## Desenho

Dimensões (L×P×A) 230×180×112 mm  
Forma de construção peso Botão  
Material aço inox virado fino  
Número de pesos 25  
Estojo do conjunto de pesos numa caixa de madeira

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS 962-605

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d  
Dimensões da embalagem (L×P×A) 230×180×112 mm  
Método de envio Serviço de encomendas  
Peso líquido aprox. 4,4 kg  
Peso bruto aprox. 4,4 kg  
Peso de envio 4,21 kg