

Productbrochure

07.08.2026

KERN 343-064

Gewichtenset, M1, 1 mg - 1 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een kunststof koffer


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-082-400	Kunststof koffer 313-082-400 (voor nominale waarden bis 5 kg voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-706	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-706
962-605	DAkS Kalibratiecertificaat 962-605
962-605R	DAkS-rekalibratie 962-605R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen